


Анти-Doublecortin Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - 043602

Артикул: CM0002031



введение

Кроличий моноклональный антитело к Doublecortin, валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований миграции нейронов и биологии развития.

Узнать больше

Параметр	Значение
Название продукта	Doublecortin кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1641
ID гена	1641
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Doublecortin (O43602)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O43602
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом