


Кроличье Моноклональное Антитело Против Dp1/Tfdp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14186

Артикул: CM0008448



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DP1/TFDP1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека и крысы. Идеально для исследований клеточного цикла и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DP1/TFDP1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7027
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 311-410 белка DP1/TFDP1 человека (Q14186).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q14186
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом