


Кроличье Поликлональное Антитело Против Dp1/Tfdp1 Для Ihc-P И Elisa - Q14186

Артикул: CM0013111



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий DP1/TFDP1 — фактор транскрипции, участвующий в E2F-зависимой регуляции клеточного цикла. Валидировано для ИHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. ~45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DP1/TFDP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7027
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого DP1/TFDP1 (NP_009042.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14186
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В пакете со льдом