


Анти-Dper1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - P16444

Артикул: CM0025070



введение

Кроличья поликлональное антитело к DPER1, валидированное для WB и ELISA, распознает человеческий и мышинный DPER1 (~46 кДа). DPER1 гидролизует дипептиды и служит рецептором адгезии для нейтрофилов. Получено от кролика, идеально подходит для IVD и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPER1 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	MDP; RDP; MBD1; DPER1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1800
GeneID	1800
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-385 человеческого DPER1 (NP_001121613.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16444
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом