

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Dper2 Для Wb, Elisa — Q9H4A9

Артикул: CM0019441

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого DPER2, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. DPER2 — дипептидаза, участвующая в метаболизме лейкотриенов и передаче воспалительных сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPER2, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	MBD2; DPER2
Вид	Человек
GeneID (человек)	64174
GeneID	64174
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400–463 человеческого DPER2 (NP_071750.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H4A9
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом