

Кроличья Поликлональная Антитело Против Drpf2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92785

Артикул: CM0023548



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого DPF2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPF2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5977
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-200 человеческого DPF2 (NP_006259.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92785
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом