


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Dpf3 Для Wb, Elisa — Q92784

Артикул: CM0021590



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого DPF3 (также известного как BAF45C). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPF3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8110
GeneID	8110
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-200 человеческого DPF3 (NP_036206.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q92784
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом