

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dpm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - O60762

Артикул: CM0026242

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к DPM1, каталитической субъединице синтазы DPM, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения N-гликозилирования и синтеза GPI-якоря.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MPDS; CDGIE; DPM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8813
GeneID	8813
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого DPM1 (NP_003850.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60762
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент