

Поликлональные Антитела Против Dpp3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Ny33

Артикул: CM0017247



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DPP3, иммунизированные рекомбинантным белком, подходят для WB и ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения функций дипептидилпептидазы III в деградации пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPP3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DPPIII; DPP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	10072
GeneID	10072
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого DPP3 (NP_569710.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NY33
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом