

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Dpp3 Для Wb И Elisa — Q9Ny33

Артикул: CM0006030



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого DPP3, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Определяет DPP3 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований деградации биоактивных пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб DPP3
Примечания/синоним	DPPIII; DPP3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10072
Идентификатор гена	10072
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 638–737 человеческого DPP3 (Q9NY33).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NY33
Молекулярная масса белка	83 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом