

Поликлональные Антитела Против Dpp8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6V1X1

Артикул: CM0026402



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого DPP8, полученные с использованием N-концевого региона (а.а. 10-230). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения пироптоза и инфламмасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPP8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54878
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-230 человеческого DPP8 (NP_932065.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6V1X1
Молекулярный вес белка	103 кДа
Доставка	Сумка со льдом