

Поликлональное Антитело Против Dppa2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z7J5

Артикул: CM0015063

введение

Кроличье поликлональное антитело к DPPA2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для исследований в области плюрипотентности и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPPA2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
Вид	Человек
ИД гена (человек)	151871
ИД гена	151871
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого DPPA2 (NP_620170.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z7J5
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Айс-пакет