

Поликлональные Антитела Против Anti-Dppa3/Stella Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Qzy3

Артикул: CM0019760



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против DPPA3/Stella, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают мышиный и крысиный Stella; ключевой регулятор эпигенетического перепрограммирования и защиты материнского метилирования ДНК на ранних стадиях эмбриогенеза. Идеально подходят для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Stella Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	73708
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий человеческий Stella (а.о. 1-150)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8QZY3
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	В ледяном пакете