

Кроличье Поликлональное Антитело Против Dppa4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7L190

Артикул: CM0017094

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DPPA4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет эндогенный DPPA4 у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований стволовых клеток и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPPA4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	2410091M23Rik; DPPA4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55211
ID гена	55211
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-304 человеческого DPPA4 (NP_060659.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L190
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В термосумке со льдом