

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dpyd Для Wb, Elisa — Q12882

Артикул: CM0023985

введение

Кроличья поликлональная антитело против DPYD, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для изучения путей деградации пиримидинов и метаболизма 5-фторурацила.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPYD Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DHP; DPD; DYPD; DHPDHASE; DPYD
Вид	Человек
ID гена (человек)	1806
ID гена	1806
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 1-173 человеческого DPYD (NP_000101.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12882
Молекулярная масса белка	111 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом