


Поликлональные Антитела Против Dpys Для Вб, Ифа — Q14117

Артикул: CM0025780



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DPYS (дигидропиримидиназа), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследования метаболизма пиримидинов и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPYS кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	DHP; DHPase; DPYS
Вид	Человек
ID гена (человек)	1807
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 250-519 человеческого DPYS (NP_001376.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14117
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С ледяным пакетом