

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Dr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01658

Артикул: CM0028458



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело Anti-DR1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает DR1 (NC2/NC2-beta) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1810
GeneID	1810
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-176 человеческого DR1 (NP_001929.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01658
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент