

Моноклональное Антитело Кролика Против Dr4 Для Fc, Ифа — O00220

Артикул: CM0007533



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий DR4 (TNFRSF10A/TRAIL-R1), валидированное для проточной цитометрии (FC) и ИФА. Рекомбинантный иммуноген (а. к. 124-232) обеспечивает специфичность. Идеально подходит для исследований апоптоза и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к DR4
Примечания/синонимы	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухоли 10a
Вид	Человек
GeneID (человек)	8797
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-232 человеческого DR4 (NP_003835.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O00220
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом