


Кроличья Поликлональная Антитело К Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Для Вестерн-Блота И Ифа — O14763

Артикул: CM0015161



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на DR5/TRAILR2/TNFRSF10B, валидирована для Вестерн-блота и ИФА. Специфична к человеческому рецептору смерти 5, ключевому медиатору апоптоза, индуцированного TRAIL. Идеально подходит для исследований апоптоза и рака. Молекулярная масса 48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Вид	Человек
ID гена (человек)	8795
ID гена	8795
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 260–440 человеческого DR5/TRAILR2/TNFRSF10B (NP_003833.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14763
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет