

Поликлональные Антитела Против Anti-Drap1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14919

Артикул: CM0024160



введение

Кроличы поликлональные антитела против DRAP1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Взаимодействуют с DRAP1 человека, мыши и крысы, являющимся транскрипционным корепрессором. Идеальны для изучения регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы pAb против DRAP1
Примечания/Псевдоним	NC2-alpha; DRAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10589
GeneID	10589
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-150 человеческого DRAP1 (NP_006433.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14919
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом