


Поликлональное Антитело Против Drd4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P21917

Артикул: CM0013637



введение

Поликлональное антитело против DRD4, полученное в кролике на синтетический пептид в пределах аминокислот 100-200 человеческого DRD4. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА и перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований дофаминового рецептора D4 в нейронауках и исследованиях поведения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DRD4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	D4DR; DRD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1815
ID гена	1815
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого DRD4 (NP_000788.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P21917
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом