

Кроличья Поликлональная Анти-Dreb1B Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P93835

Артикул: CM0020388

введение

Кролижье поликлональное антитело, нацеленное на DREB1B (CBF1) Arabidopsis thaliana, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований транскрипционного фактора холодового стресса и устойчивости к замораживанию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролижье pAb к DREB1B
Примечания/Альтернативные названия	ATCBF1; C-repeat/DRE-связывающий фактор 1; DRE BINDING PROTEIN 1B; DREB1B; T30C3.11; ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ АКТИВАТОР CBF1
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID	828653
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 DREB1B Arabidopsis thaliana (NP_567721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	P93835
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом