

Кроличья Поликлональная Антитело Против Drg2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P55039

Артикул: CM0019246

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому DRG2 — ГТФазе, участвующей в процессе трансляции. Валидирована для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с DRG2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения активности ГТФаз и связывания РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DRG2 Rabbit pAb
Примечания/Алиас	DRG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1819
ID гена	1819
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150–260 человеческого DRG2 (NP_001379.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55039
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С ледяным пакетом