

Кроличье Моноклональное Антитело Против Drosha Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q9Nrr4

Артикул: CM0003561



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DROSHA, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально подходит для исследований биогенеза miRNA и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против DROSHA
Примечания/Альтернативные названия	RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29102
GeneID	29102
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка DROSHA (Q9NRR4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRR4
Молекулярная масса белка	159 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом