


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Drp1 Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa — O00429

Артикул: CM0007079



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-DRP1, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши, крысы и обезьяны. Нацелено на динаминоподобный белок 1, играющий ключевую роль в делении митохондрий и выживании нейронов. Идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к DRP1
Примечания/синонимы	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Вид	Человек
GeneID (человек)	10059
GeneID	10059
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 561–670 человеческого DRP1 (NP_036192.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	O00429
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет