


Кроличья Поликлональная Антитело К Drp1 Для Вб, If/Icc, Ihc-P, Ифа - O00429

Артикул: CM0018996



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого DRP1 (белок подобный дюнамин-1) для ВБ, IF/ICC, ИHC-P, ИФА. Рекомбинантный иммуноген (ам.к. 437-736). Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований митохондриального деления, апоптоза и неврологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DRP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Вид	Человек
ID гена (человек)	10059
ID гена	10059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 437-736 человеческого DNM1L (NP_036192.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00429
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Сумка-холодильник