


Кроличья Поликлональная Антитела Против Drp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - O00429

Артикул: CM0027644



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DRP1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Определяют человеческий DRP1 и перекрестно реагируют с мышинным, крысиным. Идеальны для изучения деления митохондрий, апоптоза и деления пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DRP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10059
GeneID	10059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 411-710 человеческого DRP1 (NP_036193.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00429
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом