


## Поликлональные Антитела Против Dsc1 Для Wb, Elisa — Q08554

Артикул: CM0018233



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DSC1 (Дезмоколлин-1) для Вестерн-блота и ELISA. Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, опосредованной десмосомами, и функции эпидермального барьера.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DSC1 кроличья поликлональная антитело                                                                                                    |
| Примечания/псевдонимы     | CDHF1; DG2/DG3; DSC1                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена (человек)         | 1823                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 1823                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-690 человеческого DSC1 (NP_077739.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | Q08554                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 100 кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Айс-пак                                                                                                                                  |