


Анти-Dsc2 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02487

Артикул: CM0016721



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к DSC2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий десмоколлин-2 (UniProt Q02487), десмосомальный кадгерин, критически важный для клеточной адгезии и целостности тканей. Подходит для исследований в области кардиологии и гастроэнтерологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DSC2 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGI/III; DSC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1824
ID гена	1824
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-690 человеческого DSC2 (NP_077740.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02487
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом