

Кроличья Поликлональная Антитела Против Dsg1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q02413

Артикул: CM0028018

введение

Кроличьи поликлональные антитела к DSG1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим и крысиным DSG1 (~114 кДа). Идеальны для изучения десмосомной адгезии, дифференцировки кератиноцитов и функции кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к DSG1
Примечания/Альтернативные названия	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKHIA; DSG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1828
ID гена	1828
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 800-1049 человеческого DSG1 (NP_001933.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q02413
Молекулярная масса белка	114 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом