


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Dsg2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q14126

Артикул: CM0023672



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого десмоглеина-2 (DSG2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований клеточной адгезии, сердечных заболеваний и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DSG2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HDGC, CDHF5, DSG2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1829
GeneID	1829
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 635-935 человеческого DSG2 (NP_001934.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14126
Молекулярный вес белка	122 кДа
Доставка	В ледяном пакете