

Кроличья Поликлональная Антитела Против Dsg3/Десмоглеина-3 Для IHC-P, Elisa - P32926

Артикул: CM0024535



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Десмоглеин-3 (DSG3), для применений ИHC-P и ELISA. Идеально подходят для исследования десмосомной адгезии, вульгарной пузырчатки и биологии волосяного фолликула.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против DSG3/Десмоглеина-3
Примечания/Альтернативные названия	PVA; ABOLM; CDHF6; Десмоглеин 3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1830
GeneID	1830
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-615 человеческого DSG3/Десмоглеина-3 (NP_001935.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32926
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	В пакете со льдом