

Поликлональные Антитела К Dspp Для Вестерн-Блоттинга - Q9Nzw4

Артикул: CM0023650

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого дентин сиалофосфопротеина (DSPP) для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ на парафиновых срезах (IF-P), ИФА. Участвует в дентиногенезе и биоминерализации. Перекрестная реакция с человеком. Предполагаемая молекулярная масса 131 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DSPP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DPP; DSP; DGI1; DMP3; DFNA39; DSPP
Вид	Человек
ID гена	1834
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 16-230 человеческого DSPP (NP_055023.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZW4
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	В ледяном пакете