

Поликлональные Антитела К Dtna Для Wb, Elisa - Q9Y4J8

Артикул: CM0014573



введение

Кроличьи поликлональные антитела к дистробреину альфа человека (DTNA). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека и мыши. Подходят для исследований синапсов и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DTNA кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	DTN; DRP3; DTN-A; LVNC1; D18S892E; DTNA
Вид	Человек
ID гена (человек)	1837
ID гена	1837
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-480 DTNA человека (NP_001381.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y4J8
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет