

Поликлональное Антитело Кролика Против Dtnpb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Ev8

Артикул: CM0020893

введение

Поликлональное антитело кролика против DTNBP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Дисбиндин является компонентом комплекса BLOC-1, участвующим в биогенезе органелл, родственных лизосомам, и в трафике синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против DTNBP1
Примечания/Альтернативные названия	SDY; DBND; HPS7; My031; BLOC1S8; DTNBP1
Вид	Человек
ID гена	84062 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-351 белка DTNBP1 человека (NP_115498.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96EV8
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом