


Кроличье Поликлональное Антитело Против Dtx1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Y01

Артикул: CM0021241



введение

Кроличье поликлональное антитело против DTX1 (67 кДа) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на человеке, мыши. DTX1 — это убиквитин-протеинлигаза E3, регулирующая сигнальный путь Notch и иммунные процессы. Q86Y01.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DTX1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	hDx-1; RNF140; DTX1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1840
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 белка DTX1 человека (NP_004407.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86Y01
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом