

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Dtx3L Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Tdb6

Артикул: CM0020765



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на E3-убиквитин-протеинлигазу DTX3L человека. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репарации повреждений ДНК и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DTX3L Rabbit pAb
Примечания/альтернативные названия	BBAP; RNF143; DTX3L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	151636
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 601–740 DTX3L человека (NP_612144.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TDB6
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом