


## Кроличья Моноклональная Антитела К Dtymk Для Wb, If/Icc, Elisa — P23919

Артикул: CM0002044



### введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого DTYMK (тимидилаткиназа), валидированная для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает белок с молекулярной массой ~24 кДа, участвующий в биосинтезе dTTP. Подходит для исследований в области онкологии и нуклеотидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья моноклональная антитела к DTYMK                                                                   |
| Примечания/алиасы         | CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK                                                                     |
| Вид реагирования          | Человек                                                                                                    |
| ID гена (человек)         | 1841                                                                                                       |
| ID гена                   | 1841                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 человеческого DTYMK (P23919). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                    |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                    |
| SWISS                     | P23919                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 24 кДа                                                                                                     |
| Доставка                  | С пакетом охлаждения                                                                                       |