


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Dtymk Для Вестерн1 Блоттинга, If/Icc, Elisa - P23919

Артикул: CM0031015



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-DTYMK, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Определяют тимидилаткиназу человека, мыши и крысы — ключевой фермент в биосинтезе dTTP. Подходят для исследований метаболизма нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	DTYMK Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	CDC8; TMPK; TYMK; CONPM; PP3731; DTYMK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1841
GeneID	1841
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23919
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом