


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dusp14 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - O95147

Артикул: CM0014018



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DUSP14, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на двойную специфическую протеинфосфатазу 14 (МКР-6). Подходит для изучения сигнального пути TCR и инактивации MAP-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP14 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	МКР6; МКР-L; DUSP14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11072
GeneID	11072
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 человеческого DUSP14 (NP_008957.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95147
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом