


Поликлональные Антитела Против Dusp15 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1R2

Артикул: CM0024412



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DUSP15, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA, реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Изучайте роль двойных специфических фосфатаз в сигнальных путях и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP15 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	VHY; C20orf57; DUSP15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	128853
GeneID	128853
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-90 человеческого DUSP15 (NP_542178.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1R2
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом