

Кроличья Поликлональная Антитела Против Dusp16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9By84

Артикул: CM0013184



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DUSP16 (MKP-7), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. DUSP16 — это дуал-специфичная фосфатаза, инактивирующая MAP-киназы. Идеально для исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи pAb против DUSP16
Примечания/Алиасы	MKP7, MKP-7, DUSP16
Вид	Человек
GeneID (человек)	80824
GeneID	80824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 416-665 человеческого DUSP16 (NP_085143.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BY84
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	В сумке со льдом