

Поликлональные Антитела К Dusp1/Mkp1 Для Wb, Elisa - P28562

Артикул: CM0027881



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку DUSP1/MKP1 (фосфатаза MAP-киназы-1). Подходят для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований клеточной сигнализации и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к DUSP1/MKP1
Примечания/Синонимы	HVN1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10; DUSP1/MKP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1843
Идентификатор гена	1843
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого DUSP1/MKP1 (NP_004408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28562
Молекулярная масса белка	39 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)