


Поликлональные Антитела К Dusp22 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа — Q9Nrww4

Артикул: CM0025588



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DUSP22 (JCAP/JSP-1), подходящие для WB, IF/ICC и ИФА. Изучайте сигналинг JNK и регуляцию Т-клеток с помощью наших высококачественных антител. Только для исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP22 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	VHX; JCAP; JSP1; MKPX; JSP-1; MKP-x; LMWDSP2; LMW-DSP2; DUSP22
Вид	Человек
GeneID (человек)	56940
GeneID	56940
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-184 человеческого DUSP22 (NP_064570.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRW4
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник