


Анти-Dusp5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16690

Артикул: CM0016799



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческой двойной специфической белковой фосфатазы DUSP5 (hVH3). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Используется в исследованиях сигнального пути ERK1 и ядерных фосфатаз. Молекулярная масса ~42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP5 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	DUSP; HVH3; DUSP5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1847
ID гена	1847
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 315-384 человеческого DUSP5 (NP_004410.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16690
Масса белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом