


Поликлональные Антитела Против Dusp6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q16828

Артикул: CM0029903



введение

DUSP6 Rabbit pAb (Q16828) — это поликлональные антитела, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с DUSP6 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути MAPK и изучения боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HN19; MKP3; PYST1; DUSP6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1848
GeneID	1848
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность в пределах аминокислот 302-381 человеческого DUSP6 (NP_001937.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16828
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете