


Кроличья Моноклональная Антитело Против Dusp6 Для Wb, Ip, Ihc-P, Ифа — Q16828

Артикул: CM0003760



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DUSP6, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА у человека, мыши и крысы. Направлено против DUSP6 (42 кДа) — специфической к ERK MAPK-фосфатазы, участвующей в дифференцировке клеток и разрешении болевого синдрома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP6 Rabbit mAb
Примечания / Алиасы	NN19; MKP3; PYST1; DUSP6
Вид	Человек
GeneID (человек)	1848
GeneID	1848
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 282-381 человеческого DUSP6 (Q16828).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16828
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С ледяным пакетом