


Кроличья Поликлональная Антитела К Dusp8 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13202

Артикул: CM0021366



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела к DUSP8 для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). DUSP8 — это фосфатаза двойной специфичности, которая дефосфорилирует MAP-киназы и является необходимым элементом передачи сигнала в клетке. Обладает перекрестной реактивностью с людьми, мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	DUSP8 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	HB5; HVH8; HVH-5; C11orf81; DUSP8
Вид	Человек
GeneID (человек)	1850
GeneID	1850
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13202
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	С холодоэлементом