


Поликлональные Антитела Против Dusp9 (Mkp-4) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ифа - Q99956

Артикул: CM0025603



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против DUSP9 (MKP-4), валидированные для WB, IF/ICC и ИФА с реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходят для исследований сигнального пути ERK и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	МКР4, МКР-4, DUSP9
Вид	Человек
ID гена	1852
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого DUSP9 (NP_001386.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99956
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете