

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dut Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P33316

Артикул: CM0029200



введение

Кроличья поликлональная антитело к DUT для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Обнаруживает митохондриальную дУТПазу для изучения нуклеотидного метаболизма и точности репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUT кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	BMFDMS; dUTPase; DUT
Вид	Человек
ID гена (человек)	1854
ID гена	1854
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 89-252 человеческого DUT (NP_001020419.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33316
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Айс-бокс